

# Ambu® WhiteSensor 4831Q

Electrodo para ECG desechable



## Principales ventajas

- Gel sólido
- Respaldo de espuma cómodo
- Forma de hoja ergonómica
- Presentación cómoda con 3 unidades por blíster
- Tamaño pequeño (puede utilizarse en niños y adultos)

## Ambu® WhiteSensor 4831Q

Electrodo de foam para corta monitorización para adultos y niños con gel sólido. El electrodo está realizado con forma de hoja y se presenta en un tamaño cómodo de 3 unidades

en un blíster. Gracias al respaldo de espuma flexible y su forma ergonómica, el electrodo garantiza facilidad y comodidad de uso durante la prueba.



Gel sólido



Respaldo de espuma

WhiteSensor

**Ambu**  
Ideas that work for life

## Especificaciones

Dimensiones	
Tamaño del electrodo (largo x ancho en mm)	37,5 x 37,5
Tamaño de contacto con la piel (mm <sup>2</sup> )	1306
Área adhesiva (en mm <sup>2</sup> )	992
Altura sin el conector (en mm)	1,0
Sensor	
Material del sensor	Plata, cloruro de plata (Ag / AgCl)
Sistema de gel	Gel sólido
Área del gel (en mm <sup>2</sup> )	201
Área del sensor (en mm <sup>2</sup> )	79
Datos eléctricos (ANSI / AAMI)	
Impedancia de CA - típica	140 Ω
Potencial de desviación de CC - típica	1.0 mV
Recuperación de sobrecarga de desfibrilación - típica	11 mV
Tasa de cambio para potencial de polarización - típica	0,2 mV/s
Inestabilidad de desviación combinada y ruido interno	28 μV
Tolerancia de corriente de polarización	5 mV

Medio ambiente	
Electrodo sin PVC	Sí
Electrodo fabricado sin látex	Sí
Embalaje sin PVC	Sí
Radiografía y Resonancia magnética	
Radiotransparente	No
Compatible con resonancia magnética	No
Vida útil	
Bolsa abierta	1 mes
Bolsa sellada*	24 meses

\* A partir de la fecha de fabricación.

## Materiales

Electrodo	
Biocompatible	Sí
Sensor	Plata, cloruro de plata (Ag / AgCl)
Material de la parte posterior	Foam de polietileno (PE)
Adhesivo del material de la parte posterior	Poliacrilato
Conector	Acero inoxidable
Etiqueta superior	Polietileno
Protector	PET, impreso

Embalaje	
Bolsa (capas exterior / central / interior)	Poliéster (PET) / aluminio (Al) / Polímero
Caja interior	Cartón ondulado impreso
Caja de envío	Cartón ondulado impreso
Embalaje estándar	
Cantidad / protector	3
Cantidad / bolsa	60
Caja interior	600
Caja de envío	7200
Ventas mínimas	7200
Atención	
Desechable	

## Configuraciones disponibles

Cantidad / bolsa	60
4831Q	Cantidad por caja interior / exterior 600 / 7200

Subsidiaria  
**Firma Ambu S.L**  
 Alcalá, 261-265, Edf. 2-3º dcha.  
 28027 Madrid  
 T: (+34) 91 411 68 30  
 F: (+34) 91 564 50 82  
 www.ambu.es

Fabricante  
**Ambu A/S**  
 DK-2750 Ballerup  
 www.ambu.com